



## 新規受託開始項目一覧

コード (統一コード)	検査項目名	検体量 (mL)	容器	保存	検査方法	基準範囲	所要日数	注
07242 (2B550)	PIVKA-II 《凝固》	0.3	T8 ↓ S3	凍結	CLEIA	1未満 $\mu\text{g}/\text{mL}$	4~7日	注1

## 受託中止項目一覧

### ●中止項目一覧(代替項目あり)

コード (統一コード)	検査項目名	代替項目	中止理由	注
07240 (2B550)	PIVKA-II 《LA》	PIVKA-II 《凝固》	現行試薬の販売中止	注3

## 項目名 PIVKA-II 《凝固》

変更理由 現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが発売するCLEIA法を用いた新試薬に変更いたします。

### 新旧二法の相関図

		旧法		合計
		陽性	陰性	
新法	陽性	28	1	29
	陰性	0	30	30
合計		28	31	59

判定一致率：98.3% (58/59)

※ビタミンK欠乏症判定基準の $1 \mu\text{g}/\text{mL}$ 未満を陰性、 $1 \mu\text{g}/\text{mL}$ 以上を陽性としています。

### ■ 参考文献

草野正芳,他：医療と検査機器・試薬,35 (1), 87~92,2012.